



WATER KITS SUPPLY

Téléport 5 - 62590 Juillan - France

Tél : +33(0) 5 62 95 17 94

Fax : +33(0) 5 62 95 34 27

Email: [contact@water-kits.fr](mailto:contact@water-kits.fr)

Web : [www.water-kits.fr](http://www.water-kits.fr)


## Test Coliformes/E.coli

- Identification précoce des contaminations
- Procédure simple avec une seule étape
- Coliformes et E. coli dans un seul et même test
- Une prise d'échantillon réglementaire de 100ml
- Détecte une UFC par 100ml
- Un temps d'incubation et de détection court (18-24 heures)
- Pas de Thiosulfate de Sodium à rajouter
- Une durée de vie de 2 ans à température ambiante

Le test est fourni en flacon stérile pré-dosé



Changement de couleur  
(Vert-Bleu) = Coliformes



Une lampe UV est nécessaire pour la recherche d' E.Coli



Fluorescence = *E. coli*

CF80	Flacons Coliformes/E.coli (Pack de 80 flacons )
INC-01	Incubateur de terrain
BI-K27718	Lampe UV de terrain